



CEDERROTH ENSIAPUTUOTTEET
TUOTELUETTELO




Oletko valmis tarttumaan toimeen onnettomuustilanteissa?

Ensiaputarvikkeiden tulee olla jokaisen saatavilla. Kun työpaikalla on asianmukaiset, päivitettyt ensiaputarvikkeet, voit antaa tehokasta ensiapua onnettomuuden sattuessa. Tämä on tärkein tavoitteemme.

VIERAILE MAAILMAN PIENIMMÄLLÄ PÄIVYSTYSVASTAANOTOLLA

Cederroth kehittää ratkaisuja, joiden avulla jokainen voi antaa ensiapua ilman aikaisempaa erityisosaamista. Innovatiivisten ensiapuasemiemme avulla jokaiselle työpaikalle saadaan pieni päivystysvastaanotto, jossa on tarvittavat tuotteet onnettomuustilanteiden varalta.

- **Helposti ymmärrettävissä** - asemamme ja ensiapupakkauksemme auttavat löytämään oikean tuotteen helposti.
- Monet tuotteistamme soveltuvat käytettäväksi **useaan eri käyttötarkoitukseen**.
- **Selkeät kuvalliset ensiapuohjeet**. Kuka tahansa voi antaa ensiapua. Missä tahansa.
- Ensiaputarvikkeet merkitään selkeästi **opastekilvin**.



Cederrothin ensiaputuotteet ovat korkealaatuisia ja ne täyttävät tarvittavat turvallisuus- ja suorituskykyvaatimukset. Suurin osa laukuissamme ja asemissamme olevista tuotteista on lääkinällisiä tuotteita, jotka on CE-merkitty sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Orkla Wound Care AB:n laadunhallintajärjestelmä on sertifioitu MDR:n (European Medical Device Regulation 12485/745), Ammex IX, luvut I ja III sekä ISO 13485:2016 -standardin mukaisesti.

VAIHEITTAISET KUVALLISET OHJEET

Onnettomuus aiheuttaa usein stressiä. Kuvalliset ohjeet helpottavat ensiavun antamista.



VIHREÄSTÄ ENTISTÄ VIHREÄMPÄÄ

Ensiapuasemien- ja automaattien vihreä muovi on tammikuusta 2022 lähtien valmistettu vähintään 85 % kierrätetystä muovista. Käytämme vanhojen jääkaappien osia ja annamme niille uuden elämän Ensiaputuotteina. Näin saamme 90 % pienemmät hiilidioksidipäästöt verrattuna uuden muovin tuotantoon. Kierrätyskuitua otetaan samaan aikaan käyttöön pakkauslaatikoissamme.



Ensiapuasemat



Silmänhuuhtelu



Ensiapulaukut



Laastarit & Soft laastarit



Täydennystuotteet



Muut tuotteet







CEDERROTH ENSIAPUASEMAT

Vieraile maailman pienimmällä päivystysvastaanotolla.

Cederroth kehittää ratkaisuja, joiden avulla jokainen voi antaa ensiapua ilman aikaisempaa erityisosaamista. Innovatiiviset ensiapuasemamme tuovat jokaiselle työpaikalle pienen päivystysvastaanoton, jossa on tarvittavat tuotteet onnettomuuksien varalta.



CEDERROTH ENSIAPUASEMA

Cederrothin ensiapuasema on ensiapuvälineiden perusta. Se sisältää tuotteita erityyppisten vammojen hoitoon, ja sitä voidaan myös helposti mukauttaa erilaisiin ensiaputilanteiden tarpeisiin.

HYGIEENISTÄ JA PUHDASTA!

Läpinäkyvä kansi suojaa tuotteita pölyltä ja lialta.



SOFT LAASTARIAUTOMAATTI

Cederroth Soft laastari Beige on joustava itsekiinnittyvä laastari. Se antaa maksimaalisen liikkumisvapauden.



SELKEÄ JA HELPOSTI YMMÄRRETTÄVÄ

Asemassa on helposti ymmärrettävät ensiapuohjeet ja jokaiseen tuotepakkukseen on painettu selkeät, kuvalliset käyttöohjeet.

LAASTARIT VEDETÄÄN ALASPÄIN

Automaatissa laastarit vedetään alaspäin, jolloin vältetään muiden laastareiden likaantuminen tai kastuminen.



Skannaa QR-koodi nähdäksesi Cederrothin ensiapuasemaa koskevan ohjevideon.

CEDERROTH ENSIAPUASEMA REF 51011026

Mitat: L 29 x K 56 x S 12 cm

- 2 Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside (REF 1910)
- 3 Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside (REF 1911)
- 1 (x 2) kpl Cederroth Burn Gel palovammataitos (REF 901900)
- 1 Cederroth huuhteluspray 150 ml (REF 726000)
- 1 Soft- laastariannostelija, sisältäen Cederroth Soft laastari Beigen, 6 cm x 2 m (REF 51011019)
- 1 Salvequick laastariautomaatti sis.
 - 1 (x 45) muovilaastari (REF 6036) ja
 - 1 (x 40) kangaslaastari (REF 6444)
- 1 (x 20) kpl Salvequick haavapyyhe (REF 323700)
- 1 Cederroth tartuntasuojapakkaus (REF 2596)
- 1 Ensiapuohje
- 1 Laastari- ja haavapyyheautomaatin avain





*Ei turhaa
hävikkiä!*



AVAIN

Laastarin täyttöpakkaukset on lukittu automaattiin, jotta ne eivät katoa. Soft laastariautomaatti on myös lukittu. Tyhjät täyttöpakkaukset on helppo poistaa mukana tulevalle avaimella.



CEDERROTH ENSIAPUASEMA PRO

Ensiapuasema suurkeittiöiden, elintarviketeollisuuden ja korjaamojen kaltaisille työpaikoille, joissa voi aiheutua palovammoja ja/tai joissa käsitellään elintarvikkeita. Nyt mukana Cederroth Burn Gel 100ml.

CEDERROTH BURN GEL PALOVAMMOILLE

Cederroth Burn Gel 100 ml ja -palovammataitos jäähdyttää nopeasti, lieventää tehokkaasti kipua ja estää palovamman etenemistä syvemmälle ihokudoksiin. Geeli jäähdyttää yhtä tehokkaasti kuin juokseva vesi nopeuttaen siten palovamman paranemista.

SOFT FOAM LAASTARIAUTOMAATTI

Cederroth Soft laastari sininen on joustava, itsekiinnittyvä laastari, joka ei tartu kiinni ihoon. Voit helposti leikata automaattista sopivan kokoisen palan. Softlaastari sopii kaikenlaisiin haavoihin ja on vedenkestävä.

PALOVAMMALAASTARIT

Cederroth Burn Cover suojaa pieniä palovammoja. Haavatyynyn viilentävä hydrogeeli peittää ihon hermpääteet ja nopeuttaa paranemista. Haavatyyny ei tartu haavaan.

SININEN LAASTARI ELINTARVIKKEITA KÄSITELTÄESSÄ

Salvequick siniset muovilaastarit sopivat elintarvikkeiden käsittelyyn. Sininen laastari on helppo havaita, ja useimmat elintarviketeollisuudessa käytetyt metallintunnistimet tunnistavat sen.



Skannaa QR-koodi nähdäksesi Cederrothin ensiapuasema Pro:ta koskevan ohjevideon.

CEDERROTH ENSIAPUASEMA PRO REF 51011003 Mitat: L 29 x K 56 x S 12 cm

- 2 Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside (REF 1910)
- 3 Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside (REF 1911)
- 2 (x2) Cederroth Burn Gel palovammataitos (REF 901900)
- 1 Cederroth Burn Gel 100 ml (REF 51011005)
- 1 Cederroth Soft laastariautomaatti, sis.
- Soft laastari 2 m x 6 cm (REF 51011011)
- 1 Salvequick laastariautomaatti, sis. siniset laastarit
- 1 (x 35) tavallista laastaria (REF 51030127) ja
- 1 (x 30) Tavallinen/sormenpää laastaria (REF 51030126)
- 1 (x 20) Salvequick haavapyyhe (REF 323700)
- 1 Elvytysuoja (REF 1921)
- 1 rasia Burn Cover palovammalaastari (REF 901903)
- 1 Ensiapuohje
- 1 Laastari- ja haavapyyheautomaatin avain



CEDERROTH HAAVANHOITO- AUTOMAATTI

Haavanhoitoautomaatissa kätevästi kaikki mitä tarvitset pienten haavojen.

Helppo ja kätevä ratkaisu ensiapuasemien täydentäjänä. Runsas määrä erikokoisia ja tyyppisiä laastareita. Lisänä haavapyyhkeet ja itsekiinnittyvä Soft laastari, joka pysyy paikallaan jopa vedessä.

CEDERROTH HAAVANHOITOAUTOMAATTI

REF 51011006

Mitat: L 30 x K 19 x S 14 cm

- 1 (x 40) Salvequick Haavapyyhe (REF 3227)
- 1 Cederroth Soft laastari, 4,5 m (REF 51011010)
- 1 (x 40) Salvequick kangaslaastari (REF 6444)
- 1 (x 45) Salvequick muovilaastari (REF 6036)
- 1 (x 21) Salvequick Iso kangaslaastari (REF 6470)
- 1 Avain



Tuotteet säilyvät kannen alla kosteudelta ja lialta suojassa.

Haavapyyhkeet
40 kpl

3 täydennyspakkausta
Kestää pidempään



Soft laastariautomaatti leikkurilla, sisältäen 4,5 m rullan.



Salvequick siniset muovilaastarit on tarkoitettu erityisesti ravintoloihin ja elintarviketeollisuuteen.

CEDERROTH HAAVANHOITOAUTOMAATTI BLUE

REF 51011009

Mitat: L 30 x K 19 x S 14 cm

- 1 (x 40) Salvequick Haavapyyhe (REF 3227)
- 1 Cederroth Soft laastari, 4,5 m (REF 51011010)
- 2 (x 35) Salvequick Sininen muovilaastari (REF 51030127)
- 1 (x 30) Salvequick Sininen muovilaastari + sormenpäälaastari (REF 51030126)
- 1 Avain



CEDERROTH HAAVANHOITO- AUTOMAATTI BLUE

Helppo ja kätevä ratkaisu ensiapuasemien täydentäjänä. Haavanhoitoautomaatti Blue sopii erityisesti keittiöihin ja elintarviketeollisuuteen. Haavanhoitoautomaatissa kätevästi kaikki mitä tarvitset pienten viiltohaavojen hoitoon. Sisältää haavapyyhkeiden ja Soft laastarin lisäksi runsaan määrän erikokoisia sinisiä muovilaastareita.



reddot winner 2020



Käyttövalmiit tuotteet

Varasto-osa



Pölyltä suojaava ovi

CEDERROTH VARASTOKAAPPI HAAVANHOITO- PISTEELLÄ

Varastokaappi haavanhoitopisteellä on kokonaisuus, jossa ensiaputuotteet ovat heti ja helposti saatavilla pölysuojatussa, ikkunallisessa haavanhoitopisteessä. Kaapissa on lukittava tila täydennystuotteille. Täydellinen työpaikoille, joissa on useampia ensiapukaappeja ja täydennystä tarvitaan säännöllisesti. Toimitetaan sisältöineen.

CEDERROTH VARASTOKAAPPI HAAVANHOITOPISTEELLÄ REF 290900 Mitat: L 38 x K 58 x S 17 cm

- 1 Salvequick laastariautomaatti, sis.
- 1 (x 45) Salvequick muovilaastaria (REF 6036) ja
- 1 (x 40) Salvequick kangaslaastaria (REF 6444)
- 7 Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside (REF 1910)
- 9 Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside (REF 1911)
- 4 Cederroth tartuntasuojapakkaus (REF 2596)
- 6 (x 40) Salvequick kangaslaastari (REF 6444)
- 6 (x 45) Salvequick muovilaastari (REF 6036)
- 6 (x 15) Salvequick sormenpäälaastari (REF 6454)
- 6 (x 21) iso Salvequick kangaslaastari (REF 6470)
- 4 (x 40) Salvequick haavapyyhe (REF 3227)
- 1 Salvequick haavapyyheautomaatti
- 1 Sakset (REF 270002)
- 2 Pinsetit (REF 1875)
- 1 Ensiapuhje
- 2 Avain

CEDERROTH OPASTEKILVET

Kovamuovista valmistettu jälkivalaiseva kilpi. Latautuu päivänvalossa tai keinovalossa ja hehkuu pimeässä. Käytetään joko yksipuoleisena tai seinäpidikkeen avulla kaksipuoleisena.


SEINÄPIDIKE REF 1750

Itsekiinnittyvä muovinen seinäpidike opastekilvelle.



RISTI REF 1738

Kaksipuolinen, jälkivalaiseva. 20 x 20 cm.



SILMÄNHUUHTELU REF 1740

Kaksipuolinen, jälkivalaiseva. 20 x 20 cm.



NUOLI REF 1735

Kaksipuolinen, jälkivalaiseva. 20 x 20 cm.

CEDERROTH PIENI ENSIAPUKAAPPI HAAVANHOITO- PISTEELLÄ

Lukollinen, pölytiivistetty peltikaappi, jonka ovessa pieni haavanhoitopiste. Soveltuu pienille työpaikoille tai täydennykseksi muuhun ensiapuvävarustukseen. Toimitetaan sisältöineen.

CEDERROTH PIENI ENSIAPUKAAPPI HAAVANHOITOPISTEELLÄ REF 291400 Mitat: L 26 x K 44 x S 17 cm

- 1 Salvequick laastariautomaatti, sis.
 - 1 (x 45) Salvequick muovilaastaria (REF 6036) ja
 - 1 (x 40) Salvequick kangaslaastaria (REF 6444)
- 2 Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside (REF 1910)
- 4 Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside (REF 1911)
- 1 Cederroth tartuntasuojapakkaus (REF 2596)
- 6 (x 40) Salvequick kangaslaastari (REF 6444)
- 6 (x 45) Salvequick muovilaastari (REF 6036)
- 1 Sakset (REF 270002)
- 1 Pinsetit (REF 1875)
- 2 Avain



Lukittava varasto-osa

Pieni haavanhoitopiste ovessa



CEDERROTH PIENI HAAVANHOITOPISTE REF 191400 Mitat: L 25 x K 40 x S 5 cm

- 1 Salvequick laastariautomaatti, sis.
 - 1 (x 45) Salvequick muovilaastari (REF 6036) ja
 - 1 (x 40) Salvequick kangaslaastari (REF 6444)
- 1 Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside (REF 1910)
- 3 Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside (REF 1911)



CEDERROTH PIENI HAAVAN- HOITOPISTE

Pieni haavanhoitopiste soveltuu työpaikoille, joissa tapaturman riski on vähäinen.







CEDERROTH

SILMÄNHUUHTELU

Kun on kyse sekunneista.

Cederrothin puskuroitu silmänhuuhteluneste parantaa mahdollisuuksia pelastaa silmät.

Cederrothin silmänhuuhteluneste neutraloi emäs- ja happoroiskeita. Se vaikuttaa yleensä voimakkaammin emäksiin kuin happoihin. Pullo on muotoiltu siten, että sillä voidaan huuhdella silmää runsaalla virtauksella noin 1,5 minuutin ajan.

Cederroth silmänhuuhtelulla on yksi markkinoiden pisimmistä säilyvyysajoista 4,5 vuotta.



*Cederroth silmänhuuhtelupullo –
kun joka sekunti ratkaisee....*

Ainutlaatuinen
muotoilu!

Puskuroitu huuhteluneste lisää mahdollisuuksia pelastaa silmät!

Cederroth silmänhuuhteluneste vaikuttaa neutraloivasti silmän pH-arvoon, ts. sillä on neutraloiva vaikutus emäs- ja happoriskeihin, joten sillä saadaan nopeampi lopputulos kuin tavallisella keittosuolaliuoksella.*

Asemassa on kaksi pulloa huuhtelunestettä, jonka säilyvyysaika on 4,5 vuotta.

Jos onnettomuudessa on mukana kalsiumpitoista ainetta (sementtiä, betonia tai kalkkia), silmän voi turvallisesti huuhdella Cederrothin silmänhuuhtelunesteellä, sillä se on 100-prosenttisesti fosfaattiton.



**MUOTOILTU HUUHTELUKUPPI OHJAA
NESTEEN SUORAAN SILMÄÄN ILMAN
TARPEETONTA VALUMISTA.**

Huuhtelukuppi auttaa pitämään silmän auki huuhtelun aikana. Huuhtelukuppi on läpikuultava, joten työtoveri näkee, pysyykö silmä auki.

*Vaikutus on yleisesti tehokkaampi emäksiin kuin happoihin.

CEDERROTH SILMÄNHUUHTELU- ASEMA

Cederroth silmänhuuhtelupullo avautuu, kun kierrät sen irti telineestä. Voit aloittaa huuhtelun välittömästi.

ASEMASSA ON KAKSI PULLOA HUUHTELUNESTETTÄ

Pullon muotoilu mahdollistaa runsaan huuhtelun noin 1,5 minuutin ajan. Varusta työpiste useilla pulloilla, jotta voit jatkaa huuhtelua vähintään 15 minuuttia. Muotoiltu huuhtelukuppi auttaa pitämään silmän avoinna huuhtelun aikana.

LAASTARIAUTOMAATTI JA LISÄTILA

Silmänhuuhteluaseman alaosasta löytyy Salvequick laastariautomaatti sekä lisätila täydennystarvikkeille, kuten ensiapusiteille, suojalaseille tai suojakäsineille.

CEDERROTH SILMÄNHUUHTELUASEMA REF 721500 Mitat: L 29 x K 56 x S 12 cm

- 2 x 500 ml Cederroth silmänhuuhtelu (REF 725200)
- Salvequick laastariautomaatti, sis.
 - 1 (x 40) Salvequick kangaslaastari (REF 6444)
 - 1 (x 45) Salvequick muovilaastari (REF 6036)
- 1 Silmänhuuhteluohje
- 1 Laastariautomaatin avain



Skannaa QR-koodi nähdäksesi Cederrothin silmänhuuhteluasemaa koskevan ohjevideon.

CEDERROTH SILMÄNHUUHTELUKAAPPI

Kompakti pölyltä ja vedeltä suojaava silmänhuuhtelukaappi, jossa on kaksi Cederroth Silmänhuuhtelupulloa. Sopii helposti pieniinkin tiloihin. Läpinäkyvä kansi antaa hyvän näkyvyyden.

CEDERROTH SILMÄNHUUHTELUKAAPPI REF 51011040 Mitat: L 19 x K 30 x S 9 cm

- 2 x 500 ml Cederroth silmänhuuhtelu (REF 725200)
- 1 ohjekilpi

Lanseeraus tammikuussa 2023.



Uutuus!



CEDERROTHIN PUSKUROITU SILMÄNHUUHTELUNESTE NEUTRALOI*



CEDERROTH SILMÄNHUUHTELUPULLO REF 725200

2 x 500 ml, steriili, puskuroidu, säilöntäaineeton keittosuolaliuos. Kertakäyttöinen. Pullon mitat: Ø 6,5 x 23,5 cm Säilyvyysaika 4,5 vuotta.



CEDERROTH SEINÄTELINE REF 7200

Seinäteline 500 ml:n silmänhuuhtelupullolle (REF 725200). Jälkivalaiseva ohjekilpi mukana. Mitat: L 9 x K 27 x S 7 cm



CEDERROTH SEINÄTELINE REF 7202

Seinäteline kahdelle 500 ml:n silmänhuuhtelupullolle (REF 725200). Jälkivalaiseva ohjekilpi mukana. Mitat L 17 x K 29 x S 9 cm



SILMÄNHUUHTELUTELINEEN HIIHNA REF 7205

Pitää silmänhuuhtelupullon tukevasti telineessään työympäristössä, jossa pullo altistuu ravistelulle, esim. kuorma-autot, metsätyökoneet jne.



CEDERROTH SILMÄNHUUHTELUPULLO, TASKUKOKO REF 7221

235 ml, steriili, puskuroidu, säilöntäaineeton keittosuolaliuos. Kertakäyttöinen. Mitat: L 6,5 x K 16 x S 4,5 cm Säilyvyysaika 4,5 vuotta.



CEDERROTH VYÖKOTELO REF 720300

Vihreästä nylonista valmistettu vyökotelo taskukokoiselle Cederroth silmänhuuhtelupullolle (REF 7221). Mitat: L 8 x K 16 x S 4,5 cm



CEDERROTH MUUNTAJA REF 790500

Kaksinkertainen eristys kylmyyttä vastaan. Kapselointiluokka IP44. 230 V / 14 V DC, 30 W. Voidaan yhdistää 12 tai 24V:n pistokkeeseen.



CEDERROTH LÄMPÖKAAPPI REF 790400

Lämpökaappi on tarkoitettu kahden Cederroth silmänhuuhtelupullon säilyttämiseen kylmissä olosuhteissa. Kaappi pitää silmänhuuhtelunesteen lämpötilan +20°C:ssa ympäristön lämpötilaan -20°C asti. Toimii automaattisesti sekä 12 että 24 V:n jännitteellä ilman lisävarustusta (muuntajalla 230 V). Pistoke auton tai kuorma-auton tupakansytyttimelle. Varustettu jännitevahdilla. Sähköturvallisuustestattu ja CE-merkitty. Silmänhuuhtelupullot tilattava erikseen (REF 725200). Mitat: L 28 x K 32 x S 13 cm



Uutuus!

CEDERROTH SEINÄTELINE REF 51011041

Seinäteline Cederroth silmänhuuhtelupakille (REF 51011042).

*Vaikutus on yleisesti tehokkaampi emäksiin kuin happoihin.


Uutuus!



CEDERROTH SILMÄNHUUHELUPAKKI REF 51011042

Sisältää 5 x 500 ml silmänhuuhtelupulloja.
Voidaan säilyttää Cederoth seinätelineessä
(REF 51011041). Mitat: L 43 x K 32 x S 10 cm.

CEDERROTH HUUHTELUSPRAY PÖLYN JA ROSKIEN POISTAMISEEN



CEDERROTH HUUHTELUSPRAY REF 726000

Pölyn ja lian huuhteluun silmistä ja haavoista.
Spraypullossa on tasainen suihke ja yhteensä
5 minuutin huuhtelu aika. Pullo toimii kaikissa
asennoissa. Voidaan käyttää useita kertoja.
Huuhteluneste säilyy steriilinä viimeiseen pisaraan
saakka. Sisältää 150 ml steriiliä keittosuolaliuosta,
0,9 % NaCl. Ympäristöystävällinen ponneaine. Sopii
ensiapuasemaan. Säilyvyysaika 5 vuotta.

CEDERROTH SUOSITTELEMME



VAKAVIIN VAMMOIHIN

Syövyttävät ja ärsyttävät aineet sekä
pölyt ja roskat.

- Cederoth silmänhuuhtelu 2 x 500 ml
ja seinäteline (REF 725200 & 7202)
- Cederoth silmänhuuhtelu 500 ml ja
seinäteline (REF 725200 & 7200)
- Cederoth silmänhuuhtelu 235 ml,
taskukoko (REF 7221)



MATKALLE SAIRAALAAN

Onnettomuuspaikalla tehdyn ensihuutelu
jälkeen ota mukaan lisäpulloja jatkohuuhtelua
varten.

- Cederoth silmänhuuhtelupakki (REF 51011042)
- Cederoth huuhteluspray 150 ml (REF 726000)



PÖLYT JA ROSKAT

- Cederoth huuhteluspray 150 ml
(REF 726000)







CEDERROTH ENSIAPULAUKUT

Mukaan otettavat laukut.

Ensiapu kulkee mukana esim. työmailla, ajoneuvoissa ja henkilökohtaisena ensiapuvarustuksena. Mukaan otettava ensiapulaukku täydentää hyvin kiinteästi seinään asennettua ensiapuasemaa.





LAASTARIAUTOMAATTI PAKIN ULKOKANNES

Laastarin saa otettua nopeasti ja helposti. Pakin sisältö säilyy koskemattomana ja hygieenisenä.

CEDERROTH ENSIAPUPAKKI X-LARGE REF 390103

Mitat: L 42 x K 30 x S 12 cm

- 3 Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside (REF 1910)
- 4 Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside (REF 1911)
- 2 Cederroth Burn Gel palovammataitos (REF 901900)
- 2 Soft laastari 6 x 40 cm (REF 51011023)
- 1 (x 45) Salvequick muovilaastari (REF 6036)
- 1 (x 40) Salvequick kangaslaastari (REF 6444)
- 10 Salvequick haavapyyhe (REF 1880)
- 1 Huuhteluspray (REF 726000)
- 3 Metalloitu haavaside 20 x 40 cm (REF 1893)
- 2 Verkkoside (REF 1893)
- 2 Elastinen tukiside 8 cm x 4 m (REF 1882)
- 1 Salvequick Cold pack kylmäpussi (REF 219600)
- 1 Elvytysuoja (REF 2596)
- 4 Paria suojakäsine (REF 2596)
- 4 Käsienpuhdistuspyyhe (REF 2596)
- 1 Pelastuspeite (REF 1892)
- 1 Sakset (REF 270002)
- 1 Pinsetit (REF 1875)
- 1 Ensiapuohje
- 1 Sisällysluettelo



SEINÄTELINE REF 51000008

Seinäteline Cederroth ensiapupakille (REF 390103).
Mitat: L 21,5 x K 29 x S 13 cm

CEDERROTH ENSIAPUPAKKI XL

Kovamuovista valmistettu lujatekoinen ja kestävä pakki suojaa tuotteet iskuilta, pölyltä ja kosteudelta. Pakin ulkokannessa on laastariautomaatti. Tuotteet kuten käsiineet, sakset ja elvytysuoja on sijoitettu pakin sisäkanteen. Lokerikon punaiset tarrat ilmaisevat, kun tuote on lopussa ja täydennystä tarvitaan. Huomiovärien ansiosta pakin havaitsee jo kaukaa. Tilaa silmänhuuhtelupullolle tai omille tuotevalinnoille.





CEDERROTH ENSIAPULAUKKU LARGE REF 390102 Mitat: L 31 x K 25 x S 8 cm

- 3 Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside (REF 1910)
- 2 Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside (REF 1911)
- 2 Metalloitu haavaside 20 x 40 cm (REF 1893)
- 1 Verkkoside (REF 1893)
- 1 Cederroth Burn Gel palovammataitos (REF 901900)
- 20 Salvequick laastari (REF 1880)
- 1 Soft laastari 6 x 40 cm (REF 51011023)
- 10 Salvequick haavapyyhe (REF 1880)
- 2 Elastinen tukiside 8 cm x 4 m (REF 1882)
- 1 Kolmioliina (REF 1889)
- 1 Elvytysuoja (REF 2596)
- 2 Paria suojäkäsine (REF 2596)
- 2 Käsienpuhdistuspyyhe (REF 2596)
- 1 Pelastuspeite (REF 1892)
- 1 Sakset (REF 270002)
- 1 Ensiapuohje
- 1 Sisällysluettelo

Lisävaruste: Seinäteline (REF 190400)



CEDERROTH ENSIAPULAUKKU LARGE

Hyvin varustettu ensiapulaukku, joka on valmistettu kulutusta kestävästä mattapintaisesta muotoon puristetusta kumimaisesta materiaalista, joka pitää pölyn, kosteuden ja lian ulkopuolella. Ensiaputarvikkeet on pakattu läpinäkyviin muovitaskuihin, joten ne näkyvät selkeästi. Oikea tuote on helppo löytää silloin, kun jokainen sekunti on tärkeä. Tilaa omille lisätarvikkeille.

HELPPO OTTAA MUKAAN

Kantokahvan avulla laukku on helppo kuljettaa.



LAUKKU KULUTUKSEN KESTÄVÄÄ, MATTAPINTAISTA MATERIAALIA

Laukun ulkokuori on valmistettu muotoon puristetusta kuminkaltaisesta materiaalista, joka pitää pölyn, kosteuden ja lian ulkopuolella. Välineet pysyvät hygieenisinä ja ovat aina valmiina käytettäväksi.

TUOTTEET SELKEÄSTI ESILLÄ

Tuotteet on pakattu läpinäkyviin muovitaskuihin selkeän yleiskuvan luomiseksi. Helpottaa oikean tuotteen löytämistä, kun jokainen sekunti on tärkeä.



TILAA OMILLE LISÄTARVIKKEILLE



CEDERROTH ENSIAPULAUKKU MEDIUM

Hyvin varustettu ensiapulaukku, joka on valmistettu mattapintaisesta muotoon puristetusta kumimaisesta materiaalista, joka pitää pölyn, kosteuden ja lian ulkopuolella. Tarvikkeet pysyvät hygieenisinä ja aina käyttövalmiina. Tuotteet on pakattu läpinäkyviin muovitaskuihin, jotta ne näkyvät selkeästi. Oikea tuote on helppo löytää silloin, kun jokainen sekunti on tärkeä. Tilaa omille lisätarvikkeille.



CEDERROTH ENSIAPULAUKKU MEDIUM REF 390101

Mitat: L 23 x K 19 x S 8 cm

- 1 Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside (REF 1910)
- 1 Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside (REF 1911)
- 1 Cederroth Burn Gel palovammataitos (REF 901900)
- 10 Salvequick laastari (REF 1880)
- 4 Salvequick Maxi Cover laastari (REF 658024)
- 1 Elastinen tukiside 8 cm x 4 m (REF 1882)
- 6 Salvequick haavapyyhe (REF 1880)
- 1 Elvytyssoja (REF 2596)
- 2 Paria suojakäsine (REF 2596)
- 2 Käsienpuhdistuspyyhe (REF 2596)
- 1 Pelastuspeite (REF 1892)
- 1 Sakset (REF 270002)
- 1 Ensiapuohje
- 1 Sisällysluettelo

Lisävaruste: Seinäteline (REF 190400)



CEDERROTH ENSIAPUPAKKAUS SMALL

PIENI JA NÄPPÄRÄ

Helppo kantaa mukana.

VYÖKIINNITYS

Pieni ja joustava pakkaus kulkee mukana taskussa tai lenkeillä vyöhön kiinnitettynä.



PEHMEÄ JA KESTÄVÄ KUORI

Pakkaus on kulutusta kestävää nylonia, joka suojaa sisältöä lialta ja pölyltä.



CEDERROTH ENSIAPUPAKKAUS SMALL REF 390100

Mitat: L 15 x K 7 x S 5 cm

- 1 Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside (REF 1910)
- 6 Salvequick laastari (REF 1880)
- 2 Salvequick Maxi Cover laastari (REF 658024)
- 2 Salvequick haavapyyhe (REF 1880)

CEDERROTH PALOVAMMALAUKKU

Mukaanotettava ensiapupakkaus palovammojen ensiapuun. Burn Gel viilentävät palovammatuotteet on tarkoitettu jäähdytykseen ja kivunlievennykseen ensimmäisen ja toisen asteen palovammoissa. Palovammataitoksia on kolmea eri kokoa, mm. isompi 30 x 40 cm taitos/ kasvomaski. Lisäksi monikäyttöinen palovammageeli. Palovammalaukku soveltuu työpaikoille, joilla on suuri palovammariski, kuten esimerkiksi tulityöt, avotuli, kuumia pintoja ja höyryä ja kuumia nesteitä.

CEDERROTH PALOVAMMALAUKKU

REF 51011013

Mitat : L 31 x K 25 x S 8 cm

- 1 Burn Gel palovammageeli 100 ml (REF 51011005)
- 1 Burn Gel palovammataitos/kasvomaski 30x40 cm (REF 51011014)
- 4 Burn Gel palovammataitos 10x10 cm (REF 901900)
- 2 Burn Gel palovammataitos 20x20 cm (REF 51011015)
- 1 Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside (REF 1910)
- 1 Verkkoside (REF 1893)
- 6 Sidosrullaa taitosten kiinnittämiseen
- 2 Paria suojakäsineitä
- 1 Sakset (REF 270002)
- 1 Ensiapuohje
- 1 Palovammojen hoito-ohje

Lisävaruste: Seinäteline (REF 190400)




HELPOSTI TUNNISTETTAVA

Laukun käyttötarkoituksen erottaa muista ensiapulaukuista liekkikuva ja oranssi vetoketju.

KÄYTÄNNÖLLINEN KANTOKAHTA



HELPPO KÄYTTÄÄ SELKEIDEN OHJEIDEN ANSIOSTA



TUOTTEET SELKEÄSTI ESILLÄ

Tuotteet pakattu läpinäkyviin muovitaskuihin. Helppo löytää oikea tuote kun jokainen sekunti on tärkeä.







LAASTARIT & SOFT LAASTARIT

Älykkäät laastarit – aina käden ulottuvilla olevat

Cederroth ja Salvequick laastarit ja laastariannostelija ovat täydellinen ja helppokäyttöinen järjestelmä. Laastarit ovat joustavia ja helppokäyttöisiä. Niitä on saatavana useina eri versioina ja myös itsekiinnittyvänä Soft laastarina.



SALVEQUICK LAASTARIAUTOMAATTI

Salvequick laastariautomaatissa laastarit vedetään alaspäin. Näin vältetään muiden laastareiden likaantuminen tai kastuminen. Salvequick laastariautomaatti eri laastarivaihtoiheen on

helppokäyttöinen ratkaisu työpaikalle. Laastarit ovat aina saatavilla ja käyttövalmiina. Täydennyspakkaukset ovat lukittuna automaatissa, mikä estää hävikkiä.



VAIHDA LAASTARI YHDELLÄ KÄDELLÄ

Kun laastari vedetään laastariautomaatista, toinen tarrapainnoista on valmis kiinnitettäväksi. Voit asettaa laastarin helposti paikoilleen yhdellä kädellä.

PUHTAITA, KUIVIA JA HYGIEENISIÄ

Automaatissa laastarit vedetään alaspäin. Näin vältetään muiden laastareiden likaantuminen tai kastuminen. Läpinäkyvä kansi suojaa laastareita liialta sekä pölyltä. Kannen läpi täydennysstarve on helppo havaita.

EI TURHAA HÄVIKKIÄ

Täydennyspakkaukset ovat lukittuna automaatissa, mikä estää niiden hävikin. Tyhjtä pakkaukset vaihdetaan helposti mukana tulevan avaimen avulla.



SALVEQUICK LAASTARIAUTOMAATTI

REF 490700

Mitat: L 23 x K 12 x S 5,5 cm

- I (x 40) kangaslaastari (REF 6444) ja
- I (x 45) muovilaastari (REF 6036)
- I Avain



SALVEQUICK LAASTARIAUTOMAATTI, SININEN MUOVILAASTARI

Laastariautomaatissa käytettävät laastarit ovat sinisiä ja ne sopivat erityisesti elintarvikkeiden käsittelyyn. Salvequick sininen muovilaastari on helppo havaita ja se voidaan myös jäljittää useimmilla elintarviketeollisuudessa käytettävillä metallinpaljastimilla.



SALVEQUICK LAASTARIAUTOMAATTI SININEN MUOVILAASTARI

REF 51030130

Mitat: L 23 x K 12 x S 5,5 cm

- 2 (x35) Salvequick sininen muovilaastari laastari (REF 51030127)
- I Avain



SALVEQUICK LAASTARI

Mukauta kuten haluat.
Allergiatestattuja ja laadukkaita.



ISO SALVEQUICK KANGASLAASTARI REF 6470

Täydennyspakkaus sisältää 21 laastaria (14 kpl 80 x 30 mm ja 7 kpl 80 x 60 mm). 6 täydennyspakkausta/rasia.



SALVEQUICK MUOVILAASTARI REF 6036

Täydennyspakkaus sisältää 45 laastaria (27 kpl 72 x 19 mm ja 18 kpl 72 x 25 mm). 6 täydennyspakkausta/rasia.



SALVEQUICK SENSITIVE (KUITUKANGASLAASTARI) REF 6943

Herkälle iholle. Täydennyspakkaus sisältää 43 laastaria (27 kpl 72 x 19 mm ja 16 kpl 72 x 25 mm). 6 täydennyspakkausta/rasia.



SALVEQUICK ERIKOISPITKÄ KANGASLAASTARI REF 6496

Pitkä, pehmeä ja taipuisa kangaslaastari. Mitat: 120 x 20 mm Täydennyspakkaus sisältää 30 pitkää laastaria, 6 täydennyspakkausta/rasia.



SALVEQUICK KANGASLAASTARI REF 6444

Täydennyspakkaus sisältää 40 laastaria (24 kpl 72 x 19 mm ja 16 kpl 72 x 25 mm). 6 täydennyspakkausta/rasia.



SALVEQUICK SORMENPÄÄLAASTARI REF 6454

Täydennyspakkaus sisältää 15 laastaria (87 x 56 (23) mm). 6 täydennyspakkausta/rasia.



SALVEQUICK SININEN MUOVILAASTARI/MIX REF 51030126

Sormenpää/ normaali. Erittäin joustava. Hälyttää useimmissa metallintunnistimissa, joita käytetään elintarviketeollisuudessa. 6 täydennyspakkausta/rasia. Täydennyspakkaus sisältää 30 laastaria (15 kpl 66 x 39 (22) mm ja 15 kpl 72 x 19 mm).



SALVEQUICK SININEN MUOVILAASTARI REF 51030127

Hälyttää useimmissa metallintunnistimissa, joita käytetään elintarviketeollisuudessa. 6 täydennyspakkausta/rasia. Täydennyspakkaus sisältää 35 laastaria (21 kpl 72 x 19 mm ja 14 kpl 72 x 25 mm). Erittäin joustava.



SALVEQUICK ERIKOISPITKÄ SININEN MUOVILAASTARI REF 6796

Pitkä, pehmeä ja taipuisa sininen muovilaastari. Laastari näkyy useimmissa elintarviketeollisuudessa käytettävissä metallintunnistimissa. Mitat: 120 x 20 mm. Täydennyspakkaus sisältää 39 laastaria, 6 täydennyspakkausta/rasia.





CEDERROTH SOFT LAASTARIAUTOMAATTI
REF 51011024
Mitat: L 9 x K 16 x S 16 cm

I Cederroth Soft Laastari Sininen 6 cm x 4,5 m
(REF 51011010)

CEDERROTH SOFT LAASTARIAUTOMAATTI

Soft laastarin käyttö on nopeaa ja helppoa.

Annostelijassa on käyttöä helpottava integroitu leikkausveitsi ja selkeät ohjeet. Se on helppo kiinnittää seinälle nykyisten ensiapuvälineiden viereen.

Soft laastariautomaatti sopii erinomaisesti työpaikoille, joissa pienet haavat ja viillot ovat yleisiä. Sisältää Cederroth Soft laastari Sinisen, 6 cm x 4,5 m.



CEDERROTH SOFT LAASTARI

Cederroth Soft laastari toimii sekä laastarina että siteenä. Side sopii kaikenlaisille pienille haavoille lämmöstä, kylmästä, märästä tai kuivasta riippumatta ja pysyy kiinni jopa vedessä. Cederroth Soft laastari on itsekiinnittyvä, liimaton laastari, eikä se siksi tartu ihoon tai ihokarvoihin. Saatavana kolmessa värissä.



Hyvä näkyvyys

Sinistä väriä suositellaan käytettäväksi elintarvikkeita käsiteltäessä, jotta se voidaan havaita tarvittaessa nopeasti. Suositellaan hotelli- ja ravintolaalan yrityksille, kuten keittiöihin ja ravintoloihin. Täydennystuote haavanhoitoautomaattiin ja soft laastariautomaattiin.

Alkuperäinen ja huomaamaton

Alkuperäinen väri. Helppo havaita, jos laastari on likainen tai haava vuotaa. Suositellaan puhtaampiin ympäristöihin tai kun halutaan huomaamaton väri. Sopii toimistoihin, kouluihin tai mille työpaikalle tahansa. Täydennystuote haavanhoitoautomaattiin ja soft laastariautomaattiin.

Raskas teollisuus ja likainen ympäristö

Musta väri peittää lian tai öljytahrojen näkymisen laastarin pinnalla. Haastaviin työympäristöihin, esim. valmistusteollisuuteen, rakennusalalle ja autokorjaamoille. Täydennystuote haavanhoitoautomaattiin ja soft laastariautomaattiin.



**CEDERROTH SOFT LAASTARI BEIGE,
6 cm x 2 m REF 51011019**

Soveltuu kaikenlaisiin pieniin haavoihin riippumatta kuumasta, kylmästä tai kuivasta ja pysyy paikoillaan jopa vedessä. Itsekiinnittyvä ja liimaton. Ei tartu kiinni haavaan tai ihokarvoihin. Täydennystuote Ensiapuasemaan.



**CEDERROTH SOFT LAASTARI SININEN,
6 cm x 2 m REF 51011011**

Cederroth Soft laastari on tiivisti istuva, joustava side, joka soveltuu kaikenlaisiin pieniin haavoihin riippumatta lämpötilasta, kosteudesta tai kuivuudesta ja pysyy jopa vedessä. Soft laastari on itsekiinnittyvä ja liimaton, eikä siksi tartu kiinni ihoon tai karvoihin. Täydennystuote Ensiapuasemaan.



**CEDERROTH SOFT LAASTARI BEIGE,
3 cm x 4,5 m REF 51011018**

Itsekiinnittyvä ja liimaton laastari, joka ei tartu kiinni haavaan tai ihokarvoihin. Soveltuu erityisesti sormille ja varpaille tai pieniin haavoihin.



**CEDERROTH SOFT FOAM BANDAGE SININEN
3 cm x 4,5 m REF 51011022**

Itsekiinnittyvä ja liimaton laastari, joka ei tartu kiinni haavaan tai ihokarvoihin. Soveltuu erityisesti sormille ja varpaille tai pieniin haavoihin.




**CEDERROTH SOFT LAASTARI TASKUPAKKAUS,
SININEN, REF 51011023**

Soveltuu kaikenlaisiin pieniin haavoihin riippumatta kuumasta, kylmästä tai kuivasta ja pysyy paikoillaan jopa vedessä. Itsekiinnittyvä ja liimaton. Täydennystuote ensiapulaukkuihin.







TÄYDENNYS- TUOTTEET

Tilaa uusia tarvittaessa

Täydennä ensiapuasemat -kaapit ja -laukut
täydennyspakkauksilla.



TÄYDENNYSTUOTTEET

4-in-1 Iso ensiapuside
Steriili yleisside, jossa on
selkeät ohjeet jokaista
käyttökertaa varten.



CEDERROTH 4-IN-1 ISO ENSIAPUSIDE REF 1910

Steriili yleisside neljään eri käyttötarkoitukseen: Paine, -tuki, -peite ja palovammaside. Sisältää 1 kpl haavaside (14 x 23 cm) ja 2 kpl joustoside (10 cm x 3 m). Selkeät käyttöohjeet tuotepakkauksen sisäpuolella.



CEDERROTH 4-IN-1 PIENI ENSIAPUSIDE REF 1911

Steriili yleisside neljään eri käyttötarkoitukseen. Sopii erityisesti sormien ja varpaiden haavojen sidontaan. Sisältää 1 kpl haavaside (8 x 12 cm) ja 1 kpl joustoside (6 cm x 3 m). Selkeät käyttöohjeet tuotepakkauksen sisäpuolella.



CEDERROTH TARTUNTASUOJA- PAKKAUS REF 2596

Suojaa suoralta kosketukselta elvytystilanteessa. Sisältää 1 kpl elvytysuoja (yksisuuntainen venttiili), 2 paria suojakäsineitä ja 2 Cederroth käsien puhdistuspyyhettä (sisältää 70 % alkoholia).



CEDERROTH HUUHTELUSPRAY REF 726000

Pölyn ja lian huuhteluun silmistä ja haavoista. Spraypullo on tasainen suihke, 5 minuutin huuhtelu aika. Spray toimii kaikissa kulmissa ja suunnissa. Voidaan käyttää useita kertoja. Huuhteluneste säilyy steriilinä viimeiseen pisaraan saakka. Sisältää 150 ml steriiliä keittosuolaliuosta, 0,9 % NaCl. Ympäristöystävällinen ponneaine. Sopii ensiapuasemaan. Säilyvyysaika 5 vuotta.



SALVEQUICK HAAVAPYYHE- TÄYDENNYS REF 3227

Haavanpuhdistuspyyhe korvaa vanun ja puhdistusaineen. Sisältää 40 kpl Salvequick haavapyyhettä, joissa 0,9 %:n keittosuolaliuosta. Steriilejä, yksittäispakattuja. Täydennystuote haavanhoitoautomaatti REF 51011006 haavanhoitoautomaatti Blue REF 51011009 ja varastokaappi REF 290900.



SALVEQUICK HAAVAPYYHE- TÄYDENNYS REF 323700

Haavanpuhdistuspyyhe korvaa vanun ja puhdistusaineen. Sisältää 20 kpl Salvequick haavapyyhettä, joissa 0,9 %:n keittosuolaliuosta. Steriilejä, yksittäispakattuja. Täydennystuote ensiapuasema REF 51011026 ja ensiapuasema Pro REF 51011003.

Uutuus!



CEDERROTH ENSIAPUASEMAN TÄYTTÖPAKKAUS REF 51011039, korvaa REF 51011002

- 2 Cederroth iso ensiapuside 4-in-1 (REF 1910)
- 3 Cederroth pieni ensiapuside 4-in-1 (REF 1911)
- 1 (x 2) Cederroth Burn Gel palovammatkit (REF 901900)
- 1 Cederroth Huuhteluspray silmän ja haavojen puhdistukseen (REF 726000)
- 1 Cederroth Soft laastari Beige 6 cm x 2 m (REF 51011019)
- 1 Cederroth Tartuntasuojapakkaus (REF 2596)
- 1 (x 20) Salvequick haavapyyhkeet (REF 323700)
- 1 (x 45) Salvequick muovilaastarit (REF 6036)
- 1 (x 40) Salvequick kangaslaastarit (REF 6444)
- 1 täyttöpakkaus avain

Hydrogeeli-
laastari



CEDERROTH BURN COVER- PALOVAMMALAASTARI REF 901903

Hydrogeelilaastarit suojaavat pieniä palovammoja. Burn Cover -laastarit sopivat myös pieniin viiltohaavoihin ja hiehtymiin. Burn Cover palovammalaastari on väritään sininen ja soveltuu siten elintarvikkeiden käsittelyyn. Haavatyyne koostuu hydrogeelistä, joka ei tartu haavaan. Vedenkestäviä ja steriilejä. Jäähdytää palovammaa vähintään 20 minuuttia esimerkiksi Cederroth Burn Gel -palovammageelillä tai haalealla vedellä. 10 laastaria/pakkaus (74 x 45 mm)



CEDERROTH BURN GEL PALOVAMMA- TAITOS, 20x20cm, REF 51011015

Palovammataitos jäähdyttää ja lievittää kipua ensimmäisen ja toisen asteen palovammoissa. Steriili taitos 20x20 cm.

CEDERROTH BURN GEL 100 ml REF 51011005

Vesipohjainen geeli auttaa pieniin palovammoihin, syöpymiin, auringonpoltamiin ja säteilyvaurioihin. Viilentää ja rauhoittaa ihoa sekä lievittää tehokkaasti kipua. Monikäyttöinen, voidaan käyttää useampaan kertaan.



CEDERROTH BURN GEL PALOVAMMA- TAITOS /KASVOMASKI, 30x40cm, REF 51011014

Iso palovammataitos jäähdyttää ja lievittää kipua ensimmäisen ja toisen asteen palovammoissa. Soveltuu laaja-alaisempien palovammojen ensiapuun, kuten jalat, kädet, rinta/selkä. Voidaan käyttää myös kasvojen palovammoissa. Steriili taitos 30x40cm.



CEDERROTH BURN GEL PALOVAMMATAITOS, 10x10cm, REF 901900

Cederroth Burn Gel viilentää nopeasti, lievittää tehokkaasti kipua ja estää palovamman etenemistä syvemmälle ihokudoksiin. Geeli jäähdyttää yhtä tehokkaasti kuin juokseva vesi nopeuttaen siten palovamman paranemista. Vesiliukoinen ja steriilit haavasiteet 10 x 10 cm, 2 kpl/rasia.



Cederroth Burn Gel:

- nopea jäähdytys
- tehokas kivunlievitys
- helppokäyttöinen
- selkeät ohjeet

TÄYDENNYSPAKKAUS CEDERROTH HAAVANHOITOPIISTEeseen REF 264000

- 2 Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside (REF 1910)
- 3 Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside (REF 1911)
- 1 Cederroth tartuntasuojapakkaus (REF 2596)
- 1 (x 40) Salvequick kangaslaastari (REF 6444)
- 1 (x 45) Salvequick muovilaastari (REF 6036)
- 1 (x 40) Salvequick haavapyyhe (REF 3227)
- 1 Ensiapuohje
- 1 Laastari- ja haavapyyheautomaatin avain





CEDERROTH KOLMIOLIINAPAKKAUS REF 1889

Voidaan käyttää kannattamaan loukkaantunutta käsivartta tai haavasiteen kiinnittämiseen mm. pään vammoissa. Sisältää 2 kpl kolmioliinoja ja 6 kpl hakaneuloja.



ELASTINEN TUKISIDE REF 1882

Pituus 4 m venytettynä, leveys 8 cm. Mukana kiinnikkeet.



CEDERROTH ELVYTYSSUOJA REF 1921

Apuväline puhalluselvytyksen antamiseen. Suojaa suoralta kosketukselta elvytystilanteessa. Suojaliinaan painettu selkeät elvytysohjeet.



CEDERROTH ELVYTYSSUOJA AVAIMENPERÄSSÄ REF 1925

Apuväline puhalluselvytyksen antamiseen. Suojaa suoralta kosketukselta elvytystilanteessa. Suojaliinaan painettu selkeät elvytysohjeet.



CEDERROTH PELASTUSPEITE REF 1892

Peite, jossa lämpöä eristävä alumiinipinta, suojaa kylmettymiseltä (160 x 210 cm).



CEDERROTH KÄSIEN PUHDISTUSPYYHE REF 3387

Cederroth Safety Hand Cleanser. Puhdistuspyyhe tehokkaaseen käsien puhdistukseen. Sisältää 70 % alkoholia. 600 kpl/ltk.



LAASTARI- JA HAAVAPYYPHEPUSI REF 1880

Pussissa 20 kpl Salvequick laastaria ja 10 kpl Salvequick haavapyyhettä.



CEDERROTH VERKKOSIDE REF 1893

Steriili haavataitos 20 x 40 cm ja verkkoside mm. pään alueen vammoihin.



SALVEQUICK INSTANT COLD PACK REF 219600

Kertakäyttöinen kylmähaude venähysten ensiapuun, lievittää särkyä ja turvotusta.



SAKSET 190 mm REF 270002

Sidesakset ovat ruostumatonta terästä ja turvallisuuden vuoksi terien päät ovat pyöristetyt.



PINSETIT 100 mm REF 1875

Ruostumatonta terästä olevat pinsetit. Pinsetit on tarkoitettu ensiapukäyttöön, esimerkiksi sidosten käsittelyyn ja vieraiden esineiden poistamiseen haavoista.

••• CEDERROTH
YHTEENVETO JA
TARKASTUSLUETTELO



CEDERROTH ENSIAPUASEMA
REF 51011026

Mitat: L 29 x K 56 x S 12 cm

- 2 Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside (REF 1910)
- 3 Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside (REF 1911)
- 1 (x 2) kpl Cederroth Burn Gel palovammataitos (REF 901900)
- 1 Cederroth huuhteluspray 150 ml (REF 726000)
- 1 Soft- laastariannostelija, sisältäen Cederroth Soft laastari Beigen, 6 cm x 2 m (REF 51011019)
- 1 Salvequick laastariautomaatti sis.
 - 1 (x 45) muovilaastari (REF 6036) ja
 - 1 (x 40) kangaslaastari (REF 6444)
- 1 (x 20) kpl Salvequick haavapyyhe (REF 323700)
- 1 Cederroth tartuntasuojapakkaus (REF 2596)
- 1 Ensiapuohje
- 1 Laastari- ja haavapyyheautomaatin avain



CEDERROTH ENSIAPUASEMA PRO
REF 51011003

Mitat: L 29 x K 56 x S 12 cm

- 2 Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside (REF 1910)
- 3 Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside (REF 1911)
- 2 (x 2) Cederroth Burn Gel palovammataitos (REF 901900)
- 1 Cederroth Burn Gel 100 ml (REF 51011005)
- 1 Cederroth Soft laastariautomaatti, sis.
 - Soft laastari 2 m x 6 cm (REF 51011011)
- 1 Salvequick laastariautomaatti, sis. siniset laastarit
 - 1 (x 35) tavallista laastaria (REF 51030127) ja
 - 1 (x 30) Tavallinen/sormenpää laastaria (REF 51030126)
- 1 (x 20) Salvequick haavapyyhe (REF 323700)
- 1 Elvytysuusia (REF 1921)
- 1 rasia Burn Cover palovammalaastari (REF 901903)
- 1 Ensiapuohje
- 1 Laastari- ja haavapyyheautomaatin avain



CEDERROTH SILMÄNHUUHTELUASEMA
REF 721500

Mitat: L 29 x K 56 x S 12 cm

- 2 x 500 ml Cederroth silmänhuuhtelu (REF 725200)
- Salvequick laastariautomaatti, sis.
 - 1 (x 40) Salvequick kangaslaastari (REF 6444)
 - 1 (x 45) Salvequick muovilaastari (REF 6036)
- 1 Silmänhuuhteluohje
- 1 Laastari- ja haavapyyheautomaatin avain



CEDERROTH HAAVANHOITOAUTOMAATTI
REF 51011006

Mitat: L 30 x K 19 x S 14 cm

- 1 (x 40) Salvequick Haavapyyhe (REF 3227)
- 1 Cederroth Soft laastari, 4,5 m (REF 51011010)
- 1 (x 40) Salvequick kangaslaastari (REF 6444)
- 1 (x 45) Salvequick muovilaastari (REF 6036)
- 1 (x 21) Salvequick Iso kangaslaastari (REF 6470)
- 1 Avain



CEDERROTH HAAVANHOITOAUTOMAATTI BLUE
REF 51011009

Mitat: L 30 x K 19 x S 14 cm

- 1 (x 40) Salvequick Haavapyyhe (REF 3227)
- 1 Cederroth Soft laastari, 4,5 m (REF 51011010)
- 2 (x 35) Salvequick Sininen muovilaastari (REF 51030127)
- 1 (x 30) Salvequick Sininen muovilaastari + sormenpäälaastari (REF 51030126)
- 1 Avain



CEDERROTH SILMÄNHUUHTELUKAAPPI
REF 51011040

Mitat: L 19 x K 30 x S 9 cm

- 2 x 500 ml Cederroth silmänhuuhtelu (REF 725200)
- 1 ohjekilpi



SALVEQUICK LAASTARIAUTOMAATTI
REF 490700

Mitat: L 23 x K 12 x S 5,5 cm

- 1 (x 40) kangaslaastari (REF 6444)
- 1 (x 45) muovilaastari (REF 6036)
- 1 Avain



SALVEQUICK LAASTARIAUTOMAATTI
SININEN MUOVILAASTARI REF 51030130

Mitat: L 23 x K 12 x S 5,5 cm

- 2 (x 35) Salvequick sininen muovilaastari (REF 51030127)
- 1 Avain



**CEDERROTH VARASTOKAAPPI HAAVANHOITO-
PISTEELLÄ REF 290900**

Mitat: L 38 x K 58 x S 17 cm

- 1 Salvequick laastariautomaatti, sis.
- 1 (x 45) Salvequick muovilaastari (REF 6036) ja
- 1 (x 40) Salvequick kangaslaastari (REF 6444)
- 7 Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside (REF 1910)
- 9 Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside (REF 1911)
- 4 Cederroth tartuntasuojapakkaus (REF 2596)
- 6 (x 40) Salvequick kangaslaastari (REF 6444)
- 6 (x 45) Salvequick muovilaastari (REF 6036)
- 6 (x 15) Salvequick sormenpäälaastari (REF 6454)
- 6 (x 21) Salvequick iso kangaslaastari (REF 6470)
- 4 (x 40) Salvequick haavapyyhe (REF 3227)
- 1 Salvequick haavapyyheautomaatti
- 1 Sakset (REF 270002)
- 2 Pinsetit (REF 1875)
- 1 Ensiapuohje
- 2 Avain



**CEDERROTH PIENI ENSIAPUKAAPPI HAAVANHOITO-
PISTEELLÄ REF 291400**

Mitat: L 26 x K 44 x S 17 cm

- 1 Salvequick laastariautomaatti, sis.
- 1 (x 45) Salvequick muovilaastari (REF 6036) ja
- 1 (x 40) Salvequick kangaslaastari (REF 6444)
- 2 Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside (REF 1910)
- 4 Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside (REF 1911)
- 1 Cederroth tartuntasuojapakkaus (REF 2596)
- 6 (x 40) Salvequick kangaslaastari (REF 6444)
- 6 (x 45) Salvequick muovilaastari (REF 6036)
- 1 Sakset (REF 270002)
- 1 Pinsetit (REF 1875)
- 2 Avain



**CEDERROTH PIENI HAAVANHOITOPISTE
REF 191400**

Mitat: L 25 x K 40 x S 5 cm

- 1 Salvequick laastariautomaatti, sis.
- 1 (x 45) Salvequick muovilaastari (REF 6036) ja
- 1 (x 40) Salvequick kangaslaastari (REF 6444)
- 1 Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside (REF 1910)
- 3 Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside (REF 1911)



CEDERROTH ENSIAPUPAKKI X-LARGE
REF 390103
Mitat: L 42 x K 30 x S 12 cm

- 3 Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside (REF 1910)
- 4 Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside (REF 1911)
- 2 Cederroth Burn Gel palovammataitos (REF 901900)
- 2 Soft laastari 6 x 40 cm (REF 51011023)
- 1 (x 45) Salvequick muovilaastari (REF 6036)
- 1 (x 40) Salvequick kangaslaastari (REF 6444)
- 10 Salvequick haavapyyhe (REF 1880)
- 1 Huuhteluspray (REF 726000)
- 3 Metalloitu haavaside 20 x 40 cm (REF 1893)
- 2 Verkkoside (REF 1893)
- 2 Elastinen tukiside 8 cm x 4 m (REF 1882)
- 1 Salvequick Cold pack kylmäpussi (REF 219600)
- 1 Elvytysuoja (REF 2596)
- 4 Paria suojakäsine (REF 2596)
- 4 Käsiensuojus (REF 2596)
- 1 Pelastuspeite (REF 1892)
- 1 Sakset (REF 270002)
- 1 Pinsetit (REF 1875)
- 1 Ensiapuohje
- 1 Sisällysluettelo



CEDERROTH ENSIAPULAUKKU LARGE
REF 390102
Mitat: L 31 x K 25 x S 8 cm

- 3 Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside (REF 1910)
- 2 Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside (REF 1911)
- 2 Metalloitu haavaside 20 x 40 cm (REF 1893)
- 1 Verkkoside (REF 1893)
- 1 Cederroth Burn Gel palovammataitos (REF 901900)
- 20 Salvequick laastari (REF 1880)
- 1 Soft laastari 6 x 40 cm (REF 51011023)
- 10 Salvequick haavapyyhe (REF 1880)
- 2 Elastinen tukiside 8 cm x 4 m (REF 1882)
- 1 Kolmioliina (REF 1889)
- 1 Elvytysuoja (REF 2596)
- 2 Paria suojakäsine (REF 2596)
- 2 Käsiensuojus (REF 2596)
- 1 Pelastuspeite (REF 1892)
- 1 Sakset (REF 270002)
- 1 Ensiapuohje
- 1 Sisällysluettelo



CEDERROTH ENSIAPULAUKKU MEDIUM
REF 390101
Mitat: L 23 x K 19 x S 8 cm

- 1 Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside (REF 1910)
- 1 Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside (REF 1911)
- 1 Cederroth Burn Gel palovammataitos (REF 901900)
- 10 Salvequick laastari (REF 1880)
- 4 Salvequick Maxi Cover laastari (REF 658024)
- 1 Elastinen tukiside 8 cm x 4 m (REF 1882)
- 6 Salvequick haavapyyhe (REF 1880)
- 1 Elvytysuoja (REF 2596)
- 2 Paria suojakäsine (REF 2596)
- 2 Käsiensuojus (REF 2596)
- 1 Pelastuspeite (REF 1892)
- 1 Sakset (REF 270002)
- 1 Ensiapuohje
- 1 Sisällysluettelo



CEDERROTH ENSIAPUPAKKAUS SMALL
REF 390100
Mitat: L 15 x K 7 x S 5 cm

- 1 Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside (REF 1910)
- 6 Salvequick laastari (REF 1880)
- 2 Salvequick Maxi Cover laastari (REF 658024)
- 2 Salvequick haavapyyhe (REF 1880)



CEDERROTH PALOVAMMALAUKKU REF 51011013
Mitat: L 31 x K 25 x S 8 cm

- 1 Burn Gel palovammageeli 100 ml (REF 51011005)
- 1 Burn Gel palovammataitos/kasvomaski 30x40 cm (REF 51011014)
- 4 Burn Gel palovammataitos 10x10 cm (REF 901900)
- 2 Burn Gel palovammataitos 20x20 cm (REF 51011015)
- 1 Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside (REF 1910)
- 1 Verkkoside (REF 1893)
- 6 Sidosrullaa taitosten kiinnittämiseen
- 2 Paria suojakäsineitä
- 1 Sakset (REF 270002)
- 1 Ensiapuohje
- 1 Palovammojen hoito-ohje

Työpaikan ensiapuvalmius pitää sisällään

- Asianmukainen ensiaputarvikevarustus** Työpaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä, huomioon ottaen työpaikan laajuus ja sijainti, työntekijöiden lukumäärä sekä työn luonne ja muut työolosuhteet, on sovittava ja selvästi merkityissä kohdissa oltava riittävä määrä asianmukaisia ensiaputarvikkeita. (Työturvallisuuslaki 738/2002, 46§)
- Riittävä määrä ensiaputaitoisia henkilöitä** työpaikan olosuhteisiin nähden. Tavoitteena on, että vähintään 5 %:lla on ensiapukoulutus.
- Ensiapuvalmius sisältää myös toimintasuunnitelman**, jonka työpaikka tekee mahdollisten onnettomuuksien varalle.

VIRANOMAISTEN SÄÄDÖKSET JA SUOSITUKSET

Työturvallisuuslaki (738/2002, 46 §)

Laki edellyttää työpaikan ensiapuvalmiuden ylläpitämistä. Työpaikan vaarojen arviointi muodostaa perustan ensiapuvalmiuden suunnittelulle, joka tulee sisällyttää työsuojelun toimintaohjelmaan.

Työterveyshuoltolaki (1383/2001, 12 §)

Työterveyshuollon sisältöön kuuluu työturvallisuuslain tarkoittaman ensiavun järjestämiseen osallistuminen. Työpaikkaselvityksen yhteydessä työterveyshuolto arvioi ensiapuvalmiuden tarpeen todettujen vaara- ja haittatekijöiden perusteella.

Sairausvakuutuslaki (1224/2004)

Kela korvaa työnantajalle/yritykselle sairausvakuutuslain perusteella ensiapuvalmiuden ylläpitämisestä aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset tietyin edellytyksin. Lisätietoa ensiapuvalmiuden korvaamisesta Kelan sivuilta: www.kela.fi

Ensiapuvalmius työpaikoilla 2013

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 33, Aluehallintovirasto, Työsuojeluhallinto, Tampere 2013. Ohjeita mm. koulutettavien määrän ja tarvittavien ensiapuvälineiden tarpeen arviointiin. http://tyosuojelujulkaisut.wshop.fi/documents/2013/11/Ensiapuvalmius_TSO_33.pdf

Onko työpaikkasi ensiaputarvikevalmius riittävä? Käytä apuna tarkistuslistaamme.

Onnettomuustilanteissa on tärkeää toimia nopeasti. Käytä tarkistuslistaa apuna ja huolehdi siitä, että työpaikallasi on riittävä valmius onnettomuuksien varalta. Ota myös huomioon erityistarpeen ensiaputarvikkeiden valinnassa.

- Ensiaputarvikkeiden valinta perustuu työpaikan olosuhteisiin nähden riittävään ja asianmukaiseen, työpaikan riskit huomioivaan arviointiin.
- Ensiaputarvikkeet mahdollistavat tehokkaan ensiavun työntekijöille, muille työpaikalla oleville henkilöille sekä kiinteän työpaikan ulkopuolella matkatöitä tekeville työntekijöille.
- Ensiaputarvikkeet on sijoitettu niin, että ne ovat kaikkien ulottuvilla ja helposti löydettävissä.
- Ensiapuvälineiden sijainti on merkitty asianmukaisesti opastekilvin.
- Työpaikoilla, joissa on syövyttävien ja myrkyllisten kemikaalien roiskumisvaara, on silmien huuhtelua varten tarkoitettu varustus, kuten riittävä määrä puskuroitua silmänhuuhtelunestettä tärkeään ensihuuhteluun ja sairaankuljetukseen sekä silmä- ja hätäsuihkut.
- Työpisteet, joissa on palovammojen riski, on varustettu jäähdyttävillä palovammatuotteilla.
- Työpaikalla on toimivat rutiinit ensiapuvarustuksen ylläpitoon, säännöllisiin tarkistuksiin ja päivitykseen.
- Ensiaputaitoisten työntekijöiden lukumäärä on riittävä ja kaikki työntekijät tietävät miten onnettomuustilanteessa tulee toimia.
- Toimintaohjeisiin on kirjattu menettelytavat onnettomuustilanteiden varalta, ja ohjeet ovat kaikkien tiedossa.
- Onnettomuustilanteiden jälkihoidossa tarvittava kriisitilanteiden henkinen jälkihoito ja kriisituen järjestäminen on organisoitu.



Ensiapua kaikille. Kaikkialla.

Jälleenmyyjä:



Orkla Wound Care AB (Svetsarvägen 15), Box 1336, SE-171 26 Solna, Sweden
firstaid@cederroth.com, www.cederroth.com